



شركة بين الملل الكترونيك
رایان نیک



RN-TAB-2

میز آزمایشگاه الکترونیک

- میز آزمایشگاه الکترونیک دو نفره
- بدنه فلزی، پایه های آلمینیوم
- روکش سطح کار فایبر گلاس
- ابعاد سطح کار: 70x143 سانتی متر
- دو طبقه فلزی با ارتفاع قابل تنظیم
- سیم کشی کامل به همراه ۴ عدد پریز ارتدار
- چرخ های جابجا کننده قفل دار
- قابلیت نصب تجهیزات جانبی مانند لامپ، ذره بین و ...
- قابلیت قرار گرفتن انواع دستگاه های آزمایشگاه الکترونیک مانند:
اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور، فانکشن ژنراتور،
مولتی متر و ...