



شرکت بین المللی الکترونیک  
رایان نیک

# RN-TAB-3

میز آزمایشگاه الکترونیک



- میز آزمایشگاه الکترونیک دو نفره
- کابین و بدنه فلزی، پایه‌های آلومینیوم
- روکش سطح کار فایبر گلاس
- ابعاد سطح کار: 70x143 سانتی متر
- سیم‌کشی کامل به همراه ۴ عدد پریز ارت‌دار
- چراغ سیگنال و کلیدهای قطع و وصل برق ورودی (مینیاوری و محافظ جان)
- چرخ‌های جابجا کننده قفل دار
- قابلیت نصب تجهیزات جانبی مانند لامپ، ذره بین و ...
- قابلیت قرار گرفتن انواع دستگاه‌های آزمایشگاه الکترونیک مانند:
  - اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور، فانکشن ژنراتور، مولتی متر و ...